

 **CANDELA**[®]
Science. Results. Trust.



Frax 1550[™]
et Frax 1940[™]

Resurfaçage cutané

Applicateurs disponibles sur les systèmes Nordlys[™] & Frax Pro[™]

La combinaison des lasers Frax 1940 et Frax 1550 en un seul traitement assure un resurfaçage à la fois superficiel et profond de la peau, permettant un meilleur remodelage tissulaire. Le résultat global se traduit par une peau d'apparence plus lumineuse, plus lisse et une réduction des rides et ridules.

Resurfaçage superficiel*: **Frax 1940™**

Resurfaçage profond: **Frax 1550™**

Traite efficacement l'**épiderme** et le **derme papillaire superficiel**.

Traite efficacement du **derme papillaire superficiel** au **derme moyen**.

- Resurfaçage cutané superficiel
→ Resurfaçage épidermique - Régénération et revitalisation de la peau
→ Agit sur le teint et la texture

Résultats immédiats en quelques semaines
- Une peau plus lisse, plus lumineuse et plus éclatante

- Resurfaçage cutané profond
→ "Remodelage" **dermique**
→ Agit sur le relief : cicatrices, vergetures, cassures dermiques
- Résultats à moyen terme, visibles après plusieurs séances
- Améliore la qualité générale de la peau par néocollagénèse

Phototypes 1-5**

- Traitements dermatologiques nécessitant la coagulation des tissus

Phototypes 1-3**


- Traitement de la kératose actinique

Phototypes 1-4^a


- Traitement des lésions pigmentaires^a

Phototypes 1-5**

- Resurfaçage cutané non ablatif
- Traitement des vergetures
- Traitement des cicatrices d'acné
- Traitement des cicatrices chirurgicales



Le Frax 1940 traite jusqu'à 200 µm de profondeur.
Cible l'eau. Traite le pigment.



Le Frax 1550 traite de 300 µm à 800 µm de profondeur.
Cible l'eau. Traite le relief.

*Resurfaçage de la peau par coagulation des tissus mous.

** Manuels utilisateurs Nordlys™ & Frax Pro™, Données Internes Candela 2022. ^a En attente d'approbation CE

Disclaimer : Tout le contenu de ce matériel est fourni par Candela à titre informatif uniquement, sans * Nordlys™ & Frax Pro™ User Manuals, Candela données internes, garantie d'aucune sorte. Les professionnels de santé sont seuls responsables de l'évaluation indépendante de l'adéquation de tout produit à un usage particulier et conformément aux réglementations spécifiques du pays. La disponibilité des produits et les indications mentionnées dans ce document sont soumises aux exigences réglementaires et au statut d'enregistrement du produit dans chaque pays. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour connaître les indications spécifiques à votre pays. Les produits et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez contacter Candela pour plus de détails.